

食物アレルギー 簡易迅速検査キット

FASTKIT スリムシリーズ

食品検査や製造工程等の環境検査に



卵

牛乳

小麦

そば

落花生

大豆

甲殻類

くるみ

簡便

試料溶液を滴下し、ラインの有無を目視確認するだけ

迅速

試料溶液滴下後、15分後で判定可能

原材料や製品中、洗浄後の製造ラインのアレルゲンを イムノクロマト法で簡易・迅速に


卵	牛乳	小麦	そば
落花生	大豆	甲殻類	くるみ



特長

- ・食品の加熱の有無を問わず、対応可能
- ・加熱不要の抽出操作
- ・製造・調理現場でのふき取り検査に最適
- ・簡便に、短時間で検査可能

試験方法



FASTKIT スリムシリーズ

品名	製品コード	統一商品コード	包装	価格
FASTKIT スリム 卵	08630	302086306	20回用	32,500円
FASTKIT スリム 牛乳	08631	302086313	20回用	32,500円
FASTKIT スリム 小麦	08632	302086320	20回用	32,500円
FASTKIT スリム そば	08633	302086337	20回用	32,500円
FASTKIT スリム 落花生	08634	302086344	20回用	32,500円
FASTKIT スリム 大豆	08635	302086351	20回用	32,500円
FASTKIT スリム 甲殻類	08793	302087938	20回用	32,500円
FASTKIT スリム くるみ	08792	302087921	20回用	32,500円

●遮光下、冷所(2~8℃)保存、禁凍結

キット内容



- テストストリップ 2テスト×10包装
- 希釈用緩衝液 50 mL×1本
- 濃縮抽出用緩衝液(10倍濃縮液) 100 mL×1本
- 取扱説明書 1部
- ビニールパウチ袋 1枚



取扱上の注意

本キットをご使用になる際には、必ず取扱説明書をお読みください。本キットは食品中の食物アレルゲンを検出するための試薬であり、食物アレルギー発症の有無を診断する試薬ではありません。本キットによる検出結果とアレルギー症状の発症との相関性については確認されておりません。特定原材料の有無については、本キットの結果だけでなく、原材料や製造記録の確認等、他の方法と併せて総合的に判断してください。本キットでは、食物アレルゲンの含有量の確認はできません。陽性の場合には、エライザ法にて含有量を確認してください。

販売元
島津ダイアグノスティクス 株式会社
お問い合わせ先：カスタマーサポート 担当
TEL：03(5846)5707
URL：https://corp.sdc.shimadzu.co.jp/

製造元
日本ハム株式会社
お問い合わせ先
日本ハム株式会社 中央研究所
TEL：029(847)7825
E-mail：nh.kit@nipponham.co.jp

食品・環境検査の情報Webサイト

COSMOKAI™

皆様の会員登録をお待ちしております

https://industrial-diagnostics.biz.sdc.shimadzu.co.jp/

